



RBP BAUER DEBLISTERING.

**D3600**  
RBP BAUER - **D3600**  
ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ  
БОЛЬШИХ ПАРТИЙ

**CP50**  
RBP BAUER - **CP50**  
МАШИНА ДЛЯ ДЕ-  
БЛИСТЕРОВАНИЯ  
МЕТОДОМ ОТСЛАИВАНИЯ



**D2500**  
RBP BAUER - **D2500**  
 ГИБКАЯ МАШИНА ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ  
 ПАРТИЙ



**D1500**  
RBP BAUER - **D1500**  
ДА-БЛИСТЕРНАЯ МАШИНА ДЛЯ  
ГОСПИТАЛЬНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ДЕ-БЛИСТЕРОВАНИЯ

## Deblistering Professional. Efficient.



### У эффективного де-блистерования есть имя RBP Bauer Deblistering.

На сегодняшний день компанией RBP Bauer было изготовлено более 4000 различных наборов де-блистерного инструмента. Мы имеем опыт работы со всеми возможными вариантами блистеров, но не останавливаемся на достигнутом и готовы к новым свершениям.

Компания RBP Bauer готова найти ответ на любые Ваши вопросы, касающиеся де-блистерования! Мы будем рады обсудить с Вами все технические аспекты и требования, а также стоимость оборудования...

**Телефон в Германии +49-2251-77478-0**

**Телефон в Москве +7-495-2878990**

**ООО „Инженерно-маркетинговое бюро“**



Тип машины	CP50 	D3600 	D2500 	D1500 
Применение	1.) де-блистерование методом отслаивания 2.) Де-блистерования методом продавливания	Де-блистерования методом продавливания	Де-блистерования методом продавливания	Де-блистерования методом продавливания
Конфигурация	Мобильный модуль из нержавеющей стали	1.) Мобильный модуль из нержавеющей стали 2.) Открытая рабочая станция с распределительным шкафом	1.) Открытая рабочая станция из нержавеющей стали 2.) Настольное устройство	Настольное устройство
Габариты (Д x Ш x В)	1110 mm x 610 mm x 1130 mm	1.) 950 mm x 500 mm x 1100 mm 2.) 550 mm x 480 mm x 1150 mm	1.) 560 mm x 500 mm x 1050 mm 2.) 450 mm x 530 mm x 280 mm	350 mm x 320 mm x 220 mm
Ориентировочный вес	160 kg	1.) 110 kg 2.) 70 kg	1.) 45 kg 2.) 25 kg	7 kg
Производительность	ОТСЛАИВАНИЕ: до 50 блистеров/ мин ПРОДАВЛИВАНИЕ: до 60 блистеров/ мин	регулируемая, до 60 блистеров/ мин	до 35 блистеров/ мин, ручная загрузка блистеров	10-15 блистеров/ мин, ручное опустошение двух блистеров одновременно путем вращения ручки
Диапазон форматов (Ш x Д)	регулируется в диапазоне от 40-145 mm x 55-130 mm	150 mm x 120 mm	150 mm x без ограничения (вкл. блистерную ленту)	150 mm x без ограничения (вкл. блистерную ленту)
Комплект форматных частей	5-7 kg	3 kg	ca. 2 kg	-
Потребляемое напряжение	110/230 V AC / 50-60 Hz	110/230 V AC / 50-60 Hz	110/230 V AC / 50-60 Hz	-
Контрольное напряжение	24 V DC	24 V DC	-	-
Смена формата	3 мин	3 мин	3 мин	-
Патенты	Patent-Nr. 1119706561 / GS-Nr. 07140	GS-Nr. 04119	GS-Nr. 04120	Utility patent Nr. 29907976.7



При производстве оборудования компании RBP Bauer используются только тщательно подобранные и неоднократно протестированные качественные части и материалы, соответствующие высоким стандартам фармацевтической отрасли. Всё оборудование компании RBP Bauer полностью настроено к моменту поставки и может быть запущено в производства с минимальными затратами времени и сил. По Вашему запросу мы можем предложить Вам услуги по запуску оборудования, тренингу персонала, а также по проведению валидации. В комплект поставки оборудования всегда входит полный комплект документации, включая подробно иллюстрированные инструкции для оператора, схемы электрооборудования, чертежи машины, сертификат соответствия, перечень используемых материалов. Все машины и форматные части имеет гарантию 2 года. Разумеется, что по истечению этого срока Вы можете рассчитывать на нашу сервисную службу.